


A.

DIAGNOSTIK

DIAGNOSTICS
DIAGNOSTIC





Images provided by
www.consult-pro.com









Zahnsonden | einendig



Probes | single ended
Sondes | simples

1444-05	 octagonal
1444-05 F	
# 3A	16,4 cm

1444-10	 octagonal
1444-10 F	
# 8	15,6 cm

1444-15	 octagonal
1444-15 F	
# 9	16,2 cm

1444-20	 octagonal
1444-20 F	
# 23 „Schäfershaken“	16,0 cm

1444-25	 octagonal
1444-25 F	
# TU17	16,4 cm


Weitere Zahnsonden im Achtkantgriff finden Sie in unserem Standard Instrumentenkatalog.

Further probes with our octagonal handle you can find in our standard catalog.


D'autres modèles sont disponibles avec manche 8 pans. Veuillez consulter votre spécialiste d'instrumentation sur place.

Zahnsonden | doppelendig

Probes | double ended
Sondes | doubles

1446-10 F	
# D5	16,5 cm



1446-15 F	
# D3CH	16,0 cm
„Kuhhorn“	




1446-20 F	
# D11/12	17,3 cm
„Old Dominion University“	




1446-21 F	
# D11/12A	17,3 cm
„Old Dominion University Large“	



1446-25 F	
# D9/TU17	16,5 cm





Sondenansätze

Probe tips
Embouts de sondes

passend für Mundspiegelgriffe (M 2,5)
suitable for mouth mirror handle (M 2,5)
adapté aux manches à miroir (M 2,5)



1444-05 A	
# 3A	4,4 cm
auswechselbar exchangeable échangeable	

1444-10 A	
# 8	3,5 cm
auswechselbar exchangeable échangeable	

1444-15 A	
# 9	4,0 cm
auswechselbar exchangeable échangeable	

1444-20 A	
# 23	3,7 cm
auswechselbar exchangeable échangeable	

1444-25 A	
# TU17	4,4 cm
auswechselbar exchangeable échangeable	


Furkationssonden | doppelendig

Furcation probes | double ended
Sondes pour furcations | doubles



1460-00 F	
2N „Nabers“	16,1 cm

2525-90 F	
CQ-2N „Nabers“	16,1 cm
3-6-9-12 mm	
graduiert graduated graduée	



Parodontometer | einendig

Periodontometers | single ended
Sondes parodontales | simples

2525-20 F	
CP2	16,2 cm
2-4-6-8-10-12 mm	
graduiert graduated graduée	



2525-25 F	
CP11	15,2 cm
3-6-8-11 mm	
graduiert graduated graduée	



2525-30 F	
CP11.5B (WHO)	16,5 cm
3,5-5,5-8,5-11,5 mm	
graduiert graduated graduée	



2525-35 F	
CP12	15,7 cm
3-6-9-12 mm	
graduiert graduated graduée	



2525-40 F	
CP15 „North Carolina“	15,6 cm
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 mm	
graduiert graduated graduée	

Parodontometeransätze

Periodontometer tips
Embouts de sondes parodontalespassend für Mundspiegelgriffe (M 2,5)
suitable for mouth mirror handles (M 2,5)
adapté aux manches à miroir (M 2,5)

2525-20 A	
CP2	3,8 cm
2-4-6-8-10-12 mm	
graduiert graduated graduée	



2525-25 A	
CP11	3,8 cm
3-6-8-11 mm	
graduiert graduated graduée	



2525-30 A	
CP11.5B (WHO)	3,8 cm
3,5-5,5-8,5-11,5 mm	
graduiert graduated graduée	



2525-35 A	
CP12	3,5 cm
3-6-9-12 mm	
graduiert graduated graduée	



2525-40 A	
CP15 „North Carolina“	3,5 cm
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 mm	
graduiert graduated graduée	

Parodontometer | doppelendig

Periodontometers | double ended
Sondes parodontales | doubles

2525-10 F	
# EX3A/CP15	17,0 cm
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 mm	
graduiert graduated graduée	



2525-11 F	
# 23/CP12	16,2 cm
3-6-9 mm	
graduiert graduated graduée	

new



Pinzetten

Tweezers
Précèlles

2250-2

„College“ 15,0 cm

mit Querriefung
with lateral serration
striure en forme de transversale

2255-2

„College“ 15,0 cm

mit Querriefung
with lateral serration
striure en forme de transversale

2265-2

„Meriam“ 16,0 cm

mit Querriefung
with lateral serration
striure en forme de transversale

2270-2

„Meriam“ 16,0 cm

mit Querriefung
with lateral serration
striure en forme de transversale

2272-2

„College modif.“ 16,0 cm

mit Querriefung
with lateral serration
striure en forme de transversale

2275-2

„Flagg“ 16,0 cm

mit Querriefung
with lateral serration
striure en forme de transversale

2285-2

„Perry“ 13,0 cm

mit Querriefung
with lateral serration
striure en forme de transversale

2295-2

14,5 cm

mit Querriefung
with lateral serration
striure en forme de transversale

2320-2

„London-College“ 15,0 cm

mit Querriefung
with lateral serration
striure en forme de transversale

2265 D

„Meriam-Diamant“ 16,0 cm

diamantierte Spitzen
diamond tips
pointes diamantées




2240-20 F



„College“ 17,3 cm

mit Querriefung
with lateral serration
striure en forme de transversale



Mundspiegel

Mouth mirrors
Miroirs à bouche



MEGA und MEGAduo

- Exakt scharfes, verzerrungsfreies, kontrastreiches Bild bis ins kleinste Detail
- Brilliant farbnatürlich und angenehm hell bei einem optimal gleichmäßigen Reflektionsspektrum
- Höchster Seh-Komfort – ermüdungsfrei und Augen schonend in allen Einsatzbereichen
- Reflexionsarme Oberfläche des Edelstahl durch seidenmattierte Oberfläche
- Einfache Reinigung durch Rhodium mit Anti-Hafteffekt
- Absolut resistent gegenüber allen Arten von Desinfektion und Sterilisation
- Angenehmes Abhalten der Wange durch den breit geformten Stiel
- Hygienisch, da es keine Schweißungen gibt, in der sich Ablagerungen festsetzen können
- Schlank im Design



MEGA and MEGAduo

- Accurately pin sharp, distortion-free and high-contrast image
- Utmost degree of optic convenience – fatigue-proof and eye-friendly in all fields of application
- Low-reflection due to semi gloss surface
- Easy cleaning due to Rhodium with non-adhesive effect
- Absolutely resistant against all kinds of disinfection and sterilization
- Comfortable holding back of the cheek because of the wide-shaped handle
- Hygienic due to no weldings where deposits can be formed
- slight in design



MEGA et MEGAduo

- Vision exacte et très nette jusque dans les plus petits détails
- Une brillance et des couleurs naturelles et claires avec une surface réfléchissante
- Confort visuel et sans fatigue pour les yeux
- Surface satinée qui empêche tout reflet
- Nettoyage facile grâce à une couche de rhodium
- Résistant à tous les nettoyages et stérilisation
- Rétraction plus confortable grâce à une tige large
- Sans soudure il assure une hygiène parfaite sans formation de dépôts
- Forme svelte et fine



	Ø mm	Größe Size Taille	Plan plane plan	Packung Package Paquet
MEGA Spiegel MEGA-mirror MEGA-miroir à bouche	22	4	2377-4	12
MEGA Spiegel MEGA-mirror MEGA-miroir à bouche	24	5	2377-5	12
MEGAduo-Spiegel MEGAduo-mirror MEGAduo-miroir à bouche	22	4	2375-4	6



Die MEGAduo-Spiegel haben ein doppelseitiges Spiegelglas.
MEGAduo-mirrors have a double-sided mirror glass.
Les miroirs à bouche MEGAduo ont un verre recto-verso.




i Front Surface

Die Verspiegelung mit Rhodium auf der Glasoberfläche (FS – Front Surface) hat den Vorteil, dass das Bild direkt auf der Oberfläche reflektiert wird und damit absolut scharf bleibt.

The silvering with Rhodium on the front surface (FS – Front Surface) has the advantage that the image is undistorted and clear.

Le verre recouvert de Rhodium (FS – Front Surface) offre l'avantage que la surface réfléchissante se trouve sur le verre, ce qui permet une vision très nette.



i Back Surface


Dieser Name beschreibt den klassischen Mundspiegel. Die reflektierende Schicht befindet sich auf der Rückseite des Spiegelglases.

This word describes the traditional mouth mirror. The reflective coating is on the back side of the mirror glass.

Ce nom décrit le miroir à bouche traditionnel dont la surface réfléchissante se trouve au fond du miroir.

Standard Mundspiegel


Standard mouth mirrors
Miroir à bouche standard



Ø mm	Größe Size Taille	Packung Package Paquet	plan plane plan	hohl concave creux
22	4	12	–	2350-4
24	5	12	–	2350-5
22	4	12	2352-4	
24	5	12	2352-5	

Wangenhalter-Mundspiegel


Cheek retractor mouth mirrors
Miroir à bouche écarte-joue



Ø mm	Größe Size Taille	Packung Package Paquet	plan plane plan	hohl concave creux
22	4	1		2370-4
24	5	1		2370-5
22	4	1	2372-4	
24	5	1	2372-5	

Standard Mundspiegel – hauchfrei

Standard mouth mirrors – non-tarnishing
Standard miroirs à bouche – antibuée



Ø mm	Größe Size Taille	Packung Package Paquet	plan plane plan	hohl concave creux
22	4	12		2360-4
24	5	12		2360-5
22	4	12	2362-4	
24	5	12	2362-5	

hauchfrei
non-tarnishing
antibuée

Mundspiegel – Rhodium Front beschichtet

Mouth mirrors – Front side rhodium plated
Miroir à bouche – Devant revêtu de rhodium



Ø mm	Größe Size Taille	Packung Package Paquet	plan plane plan	hohl concave creux
22	4	12		2373-4
24	5	12		2373-5
22	4	12	2374-4	
24	5	12	2374-5	

Mundspiegel – doppelseitig – Rhodium Front beschichtet

Mouth mirrors – double sided – Front side rhodium plated
Miroir à bouche – recto-verso – Devant revêtu de rhodium



Ø mm	Größe Size Taille	Packung Package Paquet	plan plane plan
22	4	12	2376-4
24	5	12	2376-5

Mundspiegelgriffe

Mouth mirror handles
Manches à miroirs**2379**

Hohlgriff Hollow handle Poignée creuse	13,5 cm
--	---------

**2380**

hohl, verchromt hollow, chromium creux chromé	13,0 cm
---	---------

**2384**

Hohlgriff Hollow handle Poignée creuse	14,0 cm
--	---------

**2385-00 F**

M 2,5	13,2 cm
-------	---------

**2385-10 F**

Cone-socket (USA)	13,2 cm
-------------------	---------

**2385-90 F**

M 2,5	11,3 cm
-------	---------

doppelendig
double ended
double**2390**

Hohlgriff Hollow handle Poignée creuse	13,0 cm
--	---------

**2399**

Hohlgriff Hollow handle Poignée creuse	13,5 cm
--	---------

**2382**

12,5 cm

gerieft
serrated
striée**2383**

rund, massiv round, solid rond, massif	Ø 6 mm 12,2 cm
--	-------------------

